

PerCP (Peridinin-chlorophyll-protein complex)

<u>目录号</u>	<u>规格</u>
SFP001-001	1mg
SFP001-010	10mg

相关介绍:

PerCP 是从横裂甲藻中分离出来的。它的最大激发光是 488 nm，其最大发射峰为 677nm。PerCP 蛋白通常用于荧光免疫标记，特别是常用于流式抗体的标记。其花青串联偶联物可制备 PerCP-Cy5.5，用于使用 FITC、PE 和其他荧光染料进行多色分析。

染料形态: 冻干粉

储存条件: -20℃，干燥避光保存。

有效期: 避光保存 12 个月。