

别藻蓝蛋白 Allophycocyanin

<u>目录号</u>	<u>规格</u>
SFP006-001	1mg
SFP006-010	10mg

相关介绍:

APC 是从螺旋藻中分离纯化的，能发出强烈的荧光，具有很好的吸光性能和很高的量子产率，在可见光谱区有很宽的激发及发射范围。APC 由 α β 亚基组成，每个 α 亚基和 β 亚基的分子量均为 17KD。用常规的标记方法可以很方便的将其与生物素、亲和素和各种单克隆抗体结合起来制成荧光探针，用于免疫检测、荧光显微技术和流式荧光测定等临床诊断及生物工程技术。

浓度: 5mg/ml

储存条件: 2-8℃避光保存,勿冻存。

有效期: 2-8℃可避光保存 6 个月