

抗小鼠 **CD96** 抗体

目录号 规格

FMU096-01-100 100 微克

FMU096-01-1000 1 毫克

克隆号: 4A3.3

亚型: rat IgG1, κ

别名: Tactile

缓冲液: 含有 0.1%Proclin 300 磷酸盐缓冲溶液, PH7.2-7.4

应用: 流式细胞术

浓度: 1mg/ml

反应种属: 小鼠

存储条件: -20℃/-80℃保存, 短期 (10 天内) 可 4℃存放

简介:

CD96, 又称 TACTILE, 是免疫球蛋白超家族 I 型跨膜糖蛋白, 优先表达于 T 细胞和 NK 细胞。和 CD155 集合, 在免疫应答晚期活化 T 细胞与 NK 细胞与其靶细胞的黏附相互作用中发挥作用; 它也可能参与抗原呈递和/或淋巴细胞活化过程。

实验方法:

流式细胞术表面染色方案

相关产品:

目录号	名称
FXP001	RBC Lysing Buffer (10x)
FXP005	Cell Staining Buffer
FMU16/32	Purified anti-mouse CD16/32

相关文献:

1. Briukhovetska D, et al. 2023. Immunity. 56:143.
2. Shapiro MR, et al. 2020. Front Immunol. 1.972222222.
3. Cong J et al. 2018. Cell metabolism. 28(2):243-255 .

4A Biotech Co., Ltd.

Add: No.Room 201, building 17, No. 8, Jinfeng Road, science and Technology City, Gaoxin District, Suzhou
www.4abio.com , Technical support: tech@4abio.com